


# Väckarklocka Pro



## Knappar och reglage



1 – 3,5 mm ext. trig, 2 – Fast telefon  
3 – Sängvibrator, 4 – Nätadapter

## Teknisk information

### I förpackningen

- BE1370 Väckarklocka Pro
- BE1272 Sängvibrator med ljud
- Nätadapter
- 4 x 1,2 V AAA NiMH-batterier

### Ström och batteri

- Strömförsörjning  
7,5 V DC / 1000 mA  
Extern nätadapter
- Batterireserv  
4 x 1,2 V AAA NiMH  
uppladdningsbara batterier
- Drifttid, batterireserv  
~ 24 h vid fullt laddat batteri
- Laddningstid, batterireserv  
~ 10 h vid helt urladdat batteri

### Storlek och vikt

- Höjd: 108 mm
- Bredd: 121 mm
- Djup: 92 mm
- Vikt: 390 g, inkl. batterier

### Urtavla

- Typ: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar belysning i 5 steg
- Timeout för belysning: 8 s

### Alarm och snoozefunktion

- Timeout för alarm: 20 minuter
- Snooze-intervallet minskar från 9 till 2 min i steg om 2 min
- Timeout för snooze: 20 min

### Signaler

- Ljudsignal  
100 dB @ 10 cm, 950 Hz – 3 kHz
- Fyra högintensiva LED-blixtar
- Vibratorstyrka: 2,0 – 4,0 VDC  
Sängvibratorn avger ett ljud

### Nattlampa

- Inbyggd nattlampa som visar vägen till sängen med ett mildt blått sken
- Typ: Electro Luminescent (EL) ljus
- Timeout för nattlampa  
Med nät drift: 1 timme  
Med batterireserv: 15 minuter


### Tillbehör

- BE1271 Sängvibrator utan ljud
- BE9250 Mobilsensor

# Väckarklocka Pro


## Komma igång

- 1 Ta bort plastfilmen från urtavlan och dra bort batterifliken på väckarklockans undersida.
- 2 Anslut sängvibratorn på baksidan av väckarklockan.
- 3 Anslut nätadaptern till väckarklockan och vägguttaget.
- 4 Lägg sängvibratorn under huvudkudden eller madrassen och ställ väckarklockan på nattduksbordet.




## Ställa tiden

Tryck på det **vänstra** vredet och vrid för att ställa in timmar.  
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.  
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.




## Ställa alarmet

Tryck på det **högra** vredet och vrid för att ställa in timmar.  
Tryck och vrid igen för att ställa in minuter.  
Tryck ytterligare en gång för att spara inställningarna.




## Aktivera alarmet

Tryck på alarmknappen för att aktivera alarmet.  
Alarmlampan tänds i rött. För att stänga av alarmet, tryck på knappen igen.



## Använda snooze och nattlampa




Tryck på snooze-knappen för att snooza.  
Tryck och håll nere snooze-knappen i 3 s för att tända nattlampan. För att släcka den, tryck på knappen igen.



# Väckarklocka Pro

## Inställningar

### Blixt och ljud På/Av

Tryck på knappen för blixt och ljud markerad med  på baksidan av väckarklockan för att växla mellan alternativen. När blixtljuset är avstängt ser du en -symbol på urtavlan. När ljudet är avstängt syns en -symbol.

### Bakgrundsbelysning

Tryck på knappen för bakgrundsbelysning markerad med  på baksidan av väckarklockan för att justera ljuset i fem steg.


### Tidsformat

Tryck på knappen markerad med **12/24h** på klockans baksida för att växla mellan 24-timmars och 12-timmars visning.




## Tillbehör

Väckarklockan kan kompletteras med följande tillbehör:

- **BE9250 Mobilsensor**  
Ställ den på mobilen eller surfplattan så visar väckarklockan när du får ett inkommande samtal eller meddelande.
- **BE9105 Telefonsladd**  
Använd den för att ansluta din fasta telefon till väckarklockan så väcker den dig när telefonen ringer.
- **BE9024 Trampmatta**  
Anslut trampmattan till väckarklockan så väcker den dig när någon kliver ur sängen.



## Felsökning

Om	Gör så här
Väckarklockan verkar vara avstängd	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera att nätadaptern är ansluten i vägguttaget, se <b>Komma igång</b>.</li><li>▪ Ladda reservbatterierna i ett par timmar.</li></ul>
Urtavlans  -symbol börjar blinka	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nätadaptern är urkopplad och reservbatterierna är nästan helt urladdade. Anslut nätadaptern i vägguttaget och ladda reservbatterierna i ett par timmar.</li></ul>
En  -symbol tänds på urtavlan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Väckarklockan detekterar inga resevbatterier. Dra bort batterifliken på väckarklockans undersida, se <b>Komma igång</b>.</li></ul>
En  -symbol tänds på urtavlan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Blixtljuset är avstängt. Tryck på knappen för blixt och ljud markerad med  tills symbolen släcks om du vill sätta på blixtljuset igen.</li></ul>
En  -symbol tänds på urtavlan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ljudet är avstängt. Tryck på knappen för blixt och ljud markerad med  tills symbolen släcks om du vill sätta på ljudet igen.</li></ul>
Urtavlans bakgrundsbelysning är för stark eller för svag	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tryck på knappen för bakgrundsbelysning markerad med  på baksidan av väckarklockan för att justera ljuset i fem steg.</li></ul>
Sängvibratoren vibrerar inte	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollera att den är korrekt ansluten till väckarklockan, se <b>Komma igång</b>.</li></ul>
Alarmsignalen är för låg	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Volymen ökar gradvis och når över 100 dB.</li></ul>