

miniPocket

Bruksanvisning



Hearing
Systems

SIEMENS

Innehåll

Din fjärrkontroll	4
Komponenter	5
Knapplås	6
Parkoppla hörapparater	7
Funktionsöversikt	11
Övrig information	13
Rengöring	13
Byta ut batteriet	14
Felsökning	17

Service	19
Justera signalstyrkan	20
Viktig säkerhetsinformation	23
<hr/>	
Personsäkerhet	23
Produktsäkerhet	25
Viktig information	28
<hr/>	
Avsedd användning	28
Symboler	29
Drifts-, transport- och förvaringsförhållanden	31
Återvinningsinformation	32
Deklaration om överensstämmelse	34

Din fjärrkontroll

miniPocket är en fjärrkontroll för hörapparater.

Din audionom informerar dig om vilka modeller den är kompatibel till.




VARNING

Läs användarguiden noggrant och fullständigt och följ säkerhetsinformationen i detta dokument för att undvika materiella skador eller personskador.

Komponenter

- ① Statuslysdiod
- ② Volymknappar
- ③ Nyckelring
- ④ Knapplås
- ⑤ Knapp för programbyte



Knapplås

- ▶ Skjut knapplåset till låst läge för att förhindra oavsiktlig funktionsaktivering medan fjärrkontrollen ligger i en ficka eller väska (röd färg syns).



När knapplåset är aktivt är fjärrkontrollens knappar inaktiverade.

Parkoppla hörapparater

Dina hörapparater måste parkopplas med din fjärrkontroll. Efter det sparas parkopplingen i hörapparaterna, som minns detta varje gång de slås på.

- ▶ Lås fjärrkontrollen (röd färg syns).
- ▶ Stäng först av hörapparaterna:
Öppna batterifacken. Ifall dina hörapparater inte har några batterifack stänger du av dem enligt beskrivningen i hörapparaternas bruksanvisning.
- ▶ Starta sedan hörapparaterna:
Stäng batterifacken. Om dina hörapparater inte har några batterifack startar du dem enligt beskrivningen i hörapparaternas bruksanvisning.

Hörapparaterna befinner sig nu i parkopplingsläge.
Du har 3 minuter på dig att slutföra parkopplingen.
Följ stegen nedan.

- ▶ Sätt in hörapparaterna i dina öron.
- ▶ Håll ner **P**-knappen på fjärrkontrollen medan du skjuter knapplåset till olåst läge (grön färg syns).
- ▶ Släpp **P**-knappen.
Fjärrkontrollen befinner sig nu i konfigurationsläge och lysdioden är tänd.



Tryck inte på \oplus eller \ominus medan fjärrkontrollen befinner sig i konfigurationsläge. Det kan ändra på andra inställningar.

- ▶ Håll ner **P**-knappen tills ljudsignalen för bekräftelse av parkoppling spelas upp i hörapparaterna. Det tar cirka 2 sekunder innan ljudsignalen spelas upp.
- ▶ Förvissa dig om att ljudsignalen hörs i båda hörapparaterna. När ljudsignalerna hörs är parkopplingen slutförd.

Fjärrkontrollen är kvar i konfigurationsläge ytterligare 30 sekunder. Ljudsignalen för bekräftelse kan spelas upp igen genom att trycka på **P** under de 30 sekunderna.

- ▶ För att avsluta fjärrkontrollens konfigurationsläge väntar du 30 sekunder eller skjuter knapplåset till låst läge (röd färg syns).

När parkopplingen avslutats är fjärrkontrollen redo att användas.

Om parkopplingen av hörapparaterna inte lyckades kan du söka information i avsnittet "Felsökning".

Funktionsöversikt

Funktion	Beskrivning
Volym	⊕ eller ⊖ Tryck en gång för att justera volymen ett steg åt gången. Alternativt trycker du och håller knappen intryckt tills du nått önskad volym.
Lyssningsprogram	Tryck kort på P . ▶ Byter till nästa lyssningsprogram.

Funktion	Beskrivning
Slå på/av (standby)	Tryck länge (2 sekunder) på P och \ominus . ▶ Slår på eller av dina hörapparater.
Återställning	Tryck länge (2 sekunder) på P . ▶ växlar till lyssningsprogram 1 och ställer in standardvolymen.

Övrig information

Rengöring



OBSERVERA

- ▶ Lägg inte fjärrkontrollen i vatten!
 - ▶ Rengör inte fjärrkontrollen med alkohol eller bensin.
- ▶ Rengör fjärrkontrollen när det behövs med hjälp av en torr eller lätt fuktad mjuk duk.
Använd bara destillerat vatten för att fukta duken.
- ▶ Undvik rengöringsmedel.



Byta ut batteriet

Fjärrkontrollen använder ett knappcellsbatteri av typen CR 2450.

- ▶ Skjut batterifacketets lock i pilens riktning **1**.
- ▶ Ta bort det uttjänta batteriet genom att dra i den för ändamålet avsedda fliken **2**.



Sätt in batteriet med symbolen ”+” uppåt:

- ▶ Skjut in batteriet under hållaren och tryck sedan ner det.



► Sätt tillbaka locket på fjärrkontrollen.



Fjärrkontrollen minns sin parkopplingsstatus när batteriet byts ut. Du behöver inte parkoppla fjärrkontrollen med hörapparaterna igen efter batteribytet.

Felsökning

Om enheten inte fungerar:

- Kontrollera att batteriet satts in rätt. Se avsnitt "Byta ut batteriet".
- Kontrollera att knapparna inte är låsta. Se avsnitt "Knapplås".
- Kontrollera att det inte finns något i vägen mellan hörapparaterna och fjärrkontrollen.

- Öka signalstyrkan. Se avsnitt "Justera signalstyrkan".
- Para hörapparaterna igen.
Se avsnitt "Parkoppla hörapparater".
- Fråga din audionom om fjärrkontrollen är kompatibel med dina hörapparater.

Om det inte går att parkoppla hörapparaterna:

- Öka signalstyrkan. Se avsnitt "Justera signalstyrkan".
- Para hörapparaterna igen.
Se avsnitt "Parkoppla hörapparater".

Om lysdioden inte längre aktiveras:

- Kontrollera att knapparna inte är låsta.
Se avsnitt "Knapplås".

- Batterinivån kan vara låg. Byt ut det uttjänta batteriet.

Kontakta din audionom om du stöter på fler problem.

Service

Kontakta din audionom för att få hjälp med service om du har tekniska problem med enheten. Utför inte någon service eller något underhåll på enheten medan du använder den

Justera signalstyrkan

Fjärrkontrollen fungerar genom att sända ut en högfrekvent ljudsignal. Kontrollsignalen har två tillgängliga nivåer på signalstyrkan. Med grundinställningen använder fjärrkontrollen den högsta signalstyrkan för att säkerställa en tillförlitlig anslutning till dina hörapparater. Den lägre signalstyrkan kan väljas om kontrollsignalen stör andra personer. Du ska vara medveten om att det här kan påverka anslutningens tillförlitlighet.

Så här justerar du signalstyrkan:

- ▶ Lås fjärrkontrollen (röd färg syns).
- ▶ Håll ner **P**-knappen på fjärrkontrollen medan du skjuter knapplåset till olåst läge (grön färg syns).
- ▶ Släpp **P**-knappen.

Fjärrkontrollen befinner sig nu i konfigurationsläge, lysdioden är tänd och signalstyrkan kan nu ändras.

- ▶ För att växla till den **lägsta** signalstyrkan trycker du på \ominus tills lysdioden blinkar långsamt.

För att växla till den **högsta** signalstyrkan trycker du på \oplus tills lysdioden blinkar snabbt.

- ▶ För att avsluta fjärrkontrollens konfigurationsläge väntar du 30 sekunder eller skjuter knapplåset till låst läge (röd färg syns).

Viktig säkerhetsinformation

Personsäkerhet



FARA

Risk för kvävning!

Din enhet innehåller små delar som kan sväljas.

- ▶ Förvara hörapparaten, batterierna och tillbehören utom räckhåll för barn och personer med psykiska funktionshinder.
- ▶ Kontakta genast en läkare eller ett sjukhus om en del har svalts.



FARA

Risk för skada!

- ▶ Använd inte uppenbart skadade enheter utan lämna tillbaka dem till utprovningstället.



FARA

Observera att icke godkända ändringar av apparaten kan orsaka skador på produkten eller personskador.

- ▶ Använd endast godkända delar och tillbehör.
Be din audionom om hjälp.



FARA

Explosionsrisk!

- ▶ Använd inte din fjärrkontroll i explosiva atmosfärer (t.ex. i gruvområden).

Produktsäkerhet



OBSERVERA

- ▶ Skydda din enhet från kraftig värme.
Exponera den inte för direkt solljus.



OBSERVERA

- ▶ Skydda din enhet från hög fuktighet.



OBSERVERA

- ▶ Torka inte din enhet i en mikrovågsugn.



OBSERVERA

Olika typer av stark strålning, t. ex. röntgen- eller MRI-undersökningar av huvudet, kan skada enheten.

- ▶ Använd inte enheten under dessa eller liknande procedurer.

Svagare strålning, t.ex. från radioutrustning eller flygplatssäkerhet, skadar inte enheten.



OBSERVERA

- ▶ Din fjärrkontroll har programmerats för att endast kommunicera med din hörapparat. Om du upplever problem med någon annan persons fjärrkontroll, kontakta din audionom.

Viktig information

Avsedd användning

Fjärrkontrollen är avsedd att styra hörapparater.



Använd fjärrkontrollen endast enligt de anvisningar som anges i bruksanvisningen.

Den här enheten är inte avsedd att användas eller handhas av barn under 12 år eller personer med en utvecklingsålder under 12 år.

Symboler

Symboler som används i den här dokumentationen



Indikerar en situation som kan leda till allvarliga, måttliga eller mindre personskador.



Indikerar möjlig produktskada.



Råd och tips om hur du kan använda din enhet på bästa sätt.

Symboler på enhet eller förpackning



Läs och följ instruktionerna i användarguiden.



Etikett med CE-märkning, bekräftar att vissa Europeiska direktiv är uppfyllda.
Se avsnitt "Försäkran om överensstämmelse".



Kasta inte enheten i hushållssoporna.
Se avsnitt "Återvinningsinformation".



Drifts-, transport- och förvaringsförhållanden

Driftsförhållanden

Temperatur	0 till 45 °C
------------	--------------

Relativ luftfuktighet	5 till 93 %
-----------------------	-------------

Vid längre transport- eller förvaringsperioder ska följande förhållanden beaktas:

	Förvaring	Transport
Temperatur	10 till 40 °C	-20 till 60 °C
Relativ luftfuktighet	10 till 80 %	5 till 90 %

För andra delar, som batterierna, kan andra villkor gälla.

Återvinningsinformation

Inom Europeiska unionen omfattas marknadsutrustning av "Direktiv 2002/96/EC från EU-parlamentet och rådet från 27 januari 2003 beträffande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning."

Kompletterat genom "Direktiv 2003/108/EC" (WEEE).



OBSERVERA

- ▶ Återvinn hörapparater, tillbehör och emballage enligt nationella föreskrifter.



OBSERVERA

- ▶ För att undvika förorening av miljön, släng inte batterierna i hushållssopor.
- ▶ Återvinn eller bortskaffa dem enligt nationella bestämmelser.

Deklaration om överensstämmelse

CE-märkningen visar att produkten överensstämmer med de europeiska direktiven:

93/42/EEC för medicinteknisk utrustning och

2011/65/EU RoHS för begränsning av farliga ämnen.





Juridisk producent

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Tyskland

Telefon +49 9131 308 0

Kontakt i Sverige

Sivantos A/S, Box 1183, 164 26 Kista

Besöksadress

Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista

Telefon 08 400 22 390

Tillverkad av Signia GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG.

Eurographic A/S eur0044/1/500/0816

Dokument No 02984-99T01-5300 SV | D00155025

Master Rev02, 06.2016 | © Signia GmbH, 07.2016



www.signia-hearing.se