

Bruksanvisning



Trådlösa tillbehör

Fjärrkontroll 3.0



oticon
PEOPLE FIRST

Introduktion

I denna bruksanvisning kan du läsa om hur du använder och tar hand om din nya fjärrkontroll. Läs noga igenom bruksanvisningen, särskilt avsnittet **Varningar**. På så sätt kan du få ut mesta möjliga av fjärrkontrollen.

Om du har ytterligare frågor om hur du använder fjärrkontrollen rekommenderar vi att du kontaktar din audionom.

Bruksanvisningen har en innehållsförteckning med fem avsnitt så att du lätt kan hitta det du söker.

| **Om** | [Komma igång](#) | [Daglig användning](#) | [Varningar](#) | [Övrig information](#) |

Avsedd användning

Avsedd användning	Fjärrkontroll 3.0 är avsedd att användas för att styra funktioner i trådlösa hörapparater.
Indikation för användning	Ingen indikation
Avsedda användare	Vuxna och barn över 36 månader
Användningsmiljö	Inomhus/utomhus
Kontraindikationer	Användare av aktiva implantat måste vara särskilt uppmärksamma vid användning av apparaten. Se varningsavsnittet för mer information.
Kliniska fördelar	Se hörapparatens kliniska fördelar.

Innehållsförteckning

Om

Förpackningens innehåll	6
Produktöversikt	7

Komma igång

Batterier	8
Sätta i batterier	9
Parkoppla med hörapparater	10

Daglig användning

Räckvidd	14
Bekräftelser	15
Byta program	17
Justera volym	18
Tyst läge	19
Hål för handrem	20
Skötsel av fjärrkontrollen	21

Varningar

Varningar	22
-----------	----


Övrig information

Hanteringsanvisning	26
Internationell garanti	27
Teknisk information	28

Förpackningens innehåll

Förpackningen innehåller följande:

Fjärrkontroll 3.0



Batterier





2 x AAAA

Den här bruksanvisningen



Produktöversikt



Batterier


Du aktiverar fjärrkontrollen genom att sätta in två AAAA-batterier i batterifacket.

Batteriets livslängd varierar beroende på användning. Vanligtvis behöver batterierna bytas ut ungefär en gång om året.

Använd aldrig kraft vid hantering av batteriluckan. Om det är svårt att stänga den justerar du den så att den ligger rätt. Om den ligger rätt ska den enkelt klicka på plats.

Sätta i batterier


1 Ta ut



Ta försiktigt bort batteriluckan.

Ta ut eventuella gamla batterier.


2 Sätt in



Sätt in de nya batterierna i batterifacket.

Se till att +-symbo-
len på batteriet lig-
ger mot +-symbolen i
batterifacket.

3 Stäng



Sätt tillbaka batteriluckan.

Tryck därefter försik-
tigt på batteriluckan
tills den klickar på
plats.

Parkoppla med hörapparater


Fjärrkontrollen är personlig och avsedd att användas tillsammans med hörapparater. Fjärrkontrollen kan styra upp till två hörapparater efter parkoppling.

Innan fjärrkontrollen kan användas tillsammans med hörapparater måste fjärrkontrollen och hörapparaterna parkopplas.

Du kan välja om du vill parkoppla fjärrkontrollen med båda hörapparaterna samtidigt eller med en i taget. Du måste upprepa parkopplingen om du väljer att koppla ihop en hörapparat åt gången.

På följande sidor visas exempel där en hörapparat parkopplas.

1. Förbered för parkoppling



Håll alla tre knappar (+), (-) och (o) intryckta i fem sekunder. Statuslampan ska blinka grönt två gånger.

När statuslampan lyser grön i tio sekunder kan fjärrkontrollen parkopplas.

2. Aktivera parkopplingsläget på hörapparaterna




Starta om hörapparaterna för att aktivera parkopplingsläget.


Läs bruksanvisningen för hörapparaterna om hur du stänger AV och sätter PÅ dem igen.

Vänta i ca tio sekunder tills en melodi spelas upp som bekräftar att hörapparaterna är PÅ. Hörapparaterna förblir i parkopplingsläget i tre minuter.

3. Parkoppla med hörapparater



Placera båda hörapparaterna inom 20 cm avstånd från fjärrkontrollen.




Tryck lätt på valfri knapp på fjärrkontrollen. Den parkopplas nu automatiskt med hörapparaterna.



När de har parkopplats lyser statuslampan grön i ungefär tio sekunder.

Räckvidd

Med fjärrkontrollen kan du styra hörapparaterna på upp till 1,8 meters avstånd. Det behöver inte vara fri sikt mellan fjärrkontrollen och hörapparaterna. Om du har parkopplat två hörapparater med fjärrkontrollen styrs båda hörapparaterna samtidigt.



Bekräftelser

Visuella indikationer

Statuslampan tänds när en knapp trycks in.



Ljudindikationer

Du hör ett ljud i hörapparaterna som bekräftar utförd åtgärd.

Svagt batteri


Om batterierna börjar bli svaga blinkar statuslampan snabbt när du trycker på en knapp. Byt batterierna så snabbt som möjligt.



Byta program

Om dina hörapparater har fler än ett program kan du byta program med fjärrkontrollen.

När du trycker på knappen • på fjärrkontrollen växlar du mellan hörapparatsprogrammen. Varje gång du trycker på knappen går du till nästa program i ordningen.



Byt program med den här knappen


VIKTIGT!

Se bruksanvisningen till hörapparaterna för information om funktionerna i just dina hörapparater.


Justera volym

Med fjärrkontrollen kan du justera volymen i hörapparaterna med hjälp av volymknapparna.

När du höjer eller sänker volymen kommer du att höra en kort bekräftelse.



Tryck på "+" för att höja volymen




Tryck på "-" för att sänka volymen

Tyst läge

Du kan aktivera "tyst läge" om du vill stänga av ljudet medan du bär hörapparaterna. Du stänger av ljudet i hörapparaterna genom att hålla minusknappen intryckt i ca två sekunder tills statuslampan stängs av.

Du aktiverar ljudet i hörapparaterna igen genom att trycka på valfri knapp på fjärrkontrollen.



Håll intryckt i ca två sekunder


VIKTIGT!

Se bruksanvisningen till hörapparaterna för information om funktionerna i just dina hörapparater.

Hål för handrem

Fjärrkontrollen har ett hål för en handrem i det nedre vänstra hörnet

Vilken lämplig handrem som helst kan användas.



Skötsel av fjärrkontrollen

När du byter batterier eller rengör fjärrkontrollen bör du hålla den över ett mjukt underlag så att den inte går sönder om du skulle råka tappa den.

VIKTIGT!

Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, torr trasa. Den får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

Varningar

För din personliga säkerhets skull och för att säkerställa att du använder fjärrkontrollen på rätt sätt bör du bekanta dig med följande allmänna varningar innan du använder fjärrkontrollen. Kontakta din hörselklinik om du får oväntade resultat eller allvarliga incidenter med fjärrkontrollen när du använder den, eller på grund av att du använder den. Din hörselklinik kan hjälpa dig med problem och anmäla eventuella fel till tillverkaren och/eller nationella myndigheter.

Kvävningsrisk och risk för att batterierna eller andra små delar sväljs

Fjärrkontrollen, de olika delarna på den samt batterierna bör förvaras utom räckhåll för barn och andra personer som riskerar att svälja dem eller som på annat sätt kan skada sig själva.

Sök omedelbart läkarhjälp om ett batteri, en hörapparat eller liten del har svalts.

Felaktig användning

För att säkerställa din personliga säkerhet och undvika felaktig användning bör fjärrkontrollen förvaras utom räckhåll för barn eller andra som skulle kunna styra funktioner med den.

Användning av handrem

Om du använder handrem bör du kontrollera att den lämpar sig för ändamålet. Använd inte en nyckelrem pga. strypningsrisken.

Batterianvändning

Använd alltid batterier som rekommenderas av din hörselklinik. Batterier av dålig kvalitet kan läcka och orsaka kroppsskada.

Försök aldrig ladda upp batterier och kassera dem aldrig genom att bränna dem. Det finns risk för att batterierna kan explodera.

Aktiva implantat

Fjärrkontrollen har testats noggrant och godkänts för människors hälsa enligt internationella normer för exponering för människor (Specific Absorption Ratio, SAR), inducerad elektromagnetisk kraft och spänning i människokroppen.

Exponeringsvärdena ligger långt under internationellt accepterade säkerhetsgränser för SAR, inducerad elektromagnetisk kraft och spänning i människokroppen som definieras i standarderna för människors hälsa och samexistens med aktiva medicinska implantat som pacemakers och hjärtfibrillatorer.

Varningar

Om du har ett aktivt hjärnimplantat bör du kontakta implantattillverkaren för information om eventuella risker.

Röntgen/CT/MR/PET-skanning, elektroterapi och kirurgi

Fjärrkontrollen får inte tas med vid röntgen/CT/MR/PET-skanning, elektroterapi eller kirurgi och liknande eftersom den kan skadas om den utsätts för starka elektromagnetiska fält.

Eventuella biverkningar

Det normalt icke allergiframkallande materialet i fjärrkontrollen kan i undantagsfall orsaka hudirritation eller annan åkomma.

Kontakta läkare vid eventuella problem.

Värme och kemikalier

Fjärrkontrollen får aldrig utsättas för hög värme. Lämna den t.ex. aldrig i en parkerad bil som står i solen.

Fjärrkontrollen får heller inte torkas i mikrovågsugn eller vanlig ugn.

Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion och myggmedel kan skada fjärrkontrollen. Ha inte fjärrkontrollen i närheten när du använder den här typen av produkter och se till att produkterna har hunnit torka innan du använder fjärrkontrollen igen.

Användning i trafik

Om du använder fjärrkontrollen kan du bli distraherad. Var uppmärksam på din omgivning när du använder fjärrkontrollen.

Följ den nationella lagstiftningen gällande användning av kommunikationsenheter i trafik.

Användning på flygplan

Fjärrkontrollen innehåller Bluetooth. Fjärrkontrollen får bara användas ombord på flygplan om flygpersonalen uttryckligen har godkänt det.

Störningar

Fjärrkontrollen har genomgått grundliga tester för störningar enligt de strängaste internationella normerna. Men störningar mellan fjärrkontrollen och andra enheter (t.ex. vissa mobiltelefoner, radioutrustning för privatradio, butiksstödlarm och andra trådlösa enheter) kan förekomma. Om detta inträffar ökar du avståndet mellan fjärrkontrollen och den störande enheten.

Hanteringsanvisning

Driftsförhållanden	Temperatur: +5° C till +40° C Luftfuktighet: 15 % till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa
Förvaring och transport	Temperatur och fuktighet får inte överstiga nedan angivna gränser under längre perioder vid transport och förvaring: Temperatur: -25 °C till +70 °C Luftfuktighet: 15 % till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa

Internationell garanti

Fjärrkontrollen har en begränsad internationell garanti som gäller i tolv månader från inköpsdatum. Denna begränsade garanti omfattar tillverkningsfel och materiella defekter på själva enheten, men inte tillbehör som t.ex. batterier, sladdar, strömheter osv. Problem som uppkommit pga. felaktigt/olämpligt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser, reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad eller om enheten har utsatts för frätande kemikalier, täcks INTE av garantin och garantin upphör då att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som gäller enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror. Din hörselklinik kan ha utfärdat en

garanti som går utöver villkoren i den här begränsade garantin. Kontakta din hörselklinik för mer information.

Service

Ta med din fjärrkontroll till din hörselklinik vid behov. Där kan du få hjälp med mindre problem och justeringar.

Teknisk information

Modell	RC-3A
Mekaniska mått	75,3 x 35 x 12 mm, vikt 32,7 g (inkl. batterier)
Kompatibilitet	Oticons hörapparater med 2,4 GHz-radioteknik
Batterityp	2 x AAAA
Batteritid vid normal användning	12 månader
Typisk överföringsräckvidd	Upp till 1,8 m
Statusindikator	Grön LED-lampa
Frekvens	Licensfri 2,4 GHz (ISM-band)
Emission	Max. 10 dBm EIRP

I fjärrkontrollen finns en radiomot-tagare med Bluetooth Low Energy (BLE). Radiosändaren är svag och verkar alltid under 10 mW, vilket är lika med 10 dBm i total utstrålad effekt.

Fjärrkontrollen uppfyller internationella standarder gällande elektromagnetisk kompatibilitet och mänsklig exponering.

På grund av det begränsade utrymmet på fjärrkontrollen finns all godkännandemärkning i det här dokumentet.

Ytterligare information finns i produktinformationsbladen på www.oticon.global.

USA och Kanada

Denna enhet är certifierad med

FCC-ID: ZACAHREMCTR03
IC: 11936A-REMCTR03

Enheten uppfyller del 15 i FCC-regelverket samt Industry Canadas RSS (utan licens).

Användande har följande två förbehåll:

1. Enheten orsakar ej skadlig interferens, och
2. Enheten kan påverkas av yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Tillverkaren försäkrar att fjärrkontrollen överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse kan fås från tillverkaren.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.sbohearing.com



Avfall från all elektronisk utrustning ska hanteras enligt lokala föreskrifter.



TA-2016/1771
GODKÄND

Complies with
IMDA Standards
DA103820



Beskrivning av symboler som används i denna bruksanvisning



Varningar

Text markerad med en varningssymbol måste läsas innan enheten används.



Tillverkare

Enheten är tillverkad av tillverkaren vars namn och adress anges bredvid symbolen. Anger tillverkaren av den medicintekniska produkten enligt EU:s direktiv 90/385/EEG, 93/42/EEG och 98/79/EG.



CE-märkning

Enheten överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.



Elektroniskt avfall (WEEE)

Hörapparater, tillbehör eller batterier ska återvinnas enligt lokala föreskrifter. Hörapparat användare kan också returnera elektroniskt avfall till sin hörselklinik för kassering. Elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2012/19/EU om avfall och elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).



Regulatory Compliance Mark (RCM)

Enheten uppfyller kraven för elsäkerhet, EMC och radiospektrum för enheter avsedda för Australien och Nya Zeeland.



Logotyp för Bluetooth

Registrerat varumärke för Bluetooth SIG, Inc. som endast får användas med licens.





TwinLink 2.4 GHz

Enheten innehåller Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz radioteknologi som stöder trådlös överföring till Oticon-hörapparater med en 2,4 GHz-mottagare.

	<p>IMDA-märkning för Singapore Visar att enheten uppfyller standarderna och specifikationerna från Info-Communications Media Development Authority (IMDA) och att den kan användas med det publika telenätet i Singapore och att den inte orsakar radiostörningar i andra godkända radiokommunikationsnät.</p>
	<p>ICASA-märkning för Sydafrika Visar att apparaten har licens för att säljas i Sydafrika.</p>

1798095E/2020.01.09

Beskrivning av andra symboler på etiketterna	
	<p>Förvara torrt Indikerar en medicinsk enhet som ska skyddas mot fukt.</p>
	<p>Varningssymbol Se bruksanvisningen för beskrivning av varningar och försiktighetsåtgärder.</p>
	<p>Serienummer Anger tillverkarens serienummer för att den medicinsktekniska produkten lätt ska kunna identifieras.</p>
	<p>Katalognummer Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska produkten lätt kan identifieras.</p>
	<p>Medicinteknisk produkt Enheter är en medicinteknisk produkt.</p>
	<p>Batteri Visar typ av batteri och hur batterierna sätts i.</p>
	<p>TELEC-symbol för Japan Märkning för godkänd radioutrustning.</p>

1798095E/2020.01.09



oticon
PEOPLE FIRST

1798095E/2020.01.09