

Väckarklocka, Classic

BE1350



 Bellman & Symfon®



Funktioner

- 1 Extra hög 100+ dB signal**
Ökar sakta i ljudstyrka
- 2 Multifrekvens signal**
För bättre ljuduppfattning
- 3 Smart snoozefunktion**
Minskar tidsintervallen
- 4 Kraftfull sängvibrator**
Väcker dig med vibrationer
- 5 Batterireserv**
Tar över vid strömavbrott
- 6 Bakbelyst urtavla**
Med justerbar ljusintensitet
- 7 Stora ergonomiska vred**
Enkelt att ställa in tid/alarm

Nu blir det lättare att komma upp

Med Classic väckarklocka från Bellman & Symfon behöver du inte vara orolig för att du skall försova dig. Den väcker dig med en extra hög och tydlig ljudsignal i kombination med kraftiga vibrationer i huvudkudden. Perfekt för dig som har svårt att vakna eller svårt att höra.

Väckarklockan har många unika egenskaper som till exempel smart snooze, som minskar snoozeintervallet från 9 till 2 minuter med två minuter i taget och en kraftfull alarmsignal

som sveper över frekvenserna så att du som har svårt att höra till exempel höga toner inte skall missa den.

Väckarklockan är mycket enkel att använda. Den har en stor och tydlig LCD urtavla med justerbar bakgrundsbelysning och separata vred för att ställa tid och väckning.

Du kan dessutom stänga av ljudet och välja att vakna enbart till vibrationer när du behöver komma upp i tid utan att väcka andra.

4



Teknisk fördjupning

Storlek och vikt

Höjd:	108 mm
Bredd:	121 mm
Djup:	92 mm
Vikt:	390 g inklusive batterier



Signaler

- **Ljudsignal**
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Inbyggd multifrekvenssignal med en huvudfrekvens på 950-3000 Hz
- **Sängvibrator**
Vibratorstyrka: 2.0-4.0V DC

Alarm och snoozefunktion

- Alarm timeout: 20 min
- Minskade snoozeintervaller från 9 till 2 minuter i steg om 2 minuter
- Snooze timeout: 20 minuter

Urtavla

- Typ: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar bakgrundsbelysning i 5 steg
Bakgrundsbelysningen aktiveras med snooze-knappen
- Bakgrundsbelysningens färg: vit
- Bakgrundsbelysningens timeout: 8 s

Omgivning

- Arbetstemperatur: 15° till 35° C (59° till 95° F)
- Relativ luftfuktighet: 5% till 95% (ej kondenserande)

Funktioner

- Separata vrid- och tryckbara knappar för enkel inställning av tid och väckning
- Specifik knapp som växlar mellan 12 och 24 timmarsvisning
- Specifik knapp som justerar urtavlans bakgrundsbelysning i fem steg
- Specifik knapp som sätter på och stänger av väckarklockans ljudsignal
- Batteriövervakning som visar batteriets laddningsstatus
- Batterireserv som strömförsörjer både alarm och sängvibrator (batterier ingår ej)

I förpackningen

- BE1350 väckarklocka
- BE1271 Sängvibrator
- Batterieliminatör 7,5VPC, 1000 mA
- Bruksanvisning



Knappar och reglage



Tillbehör

Följande originaltillbehör finns:

- BE1272 Sängvibrator med ljud
- 4 uppladdningsbara AAA NiMH batterier

Regulatoriska krav

- Uppfyller följande regulatoriska krav: **WEEE, Der grüne punkt, CE, RoHS och C-Tick**



© 2013, Bellman & Symfon AB

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter reserverade. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1350_018DAS001_SE

bellman.se